

탁상용 실험실 진공 동결 건조기

품목 번호: KTFD-10S



소개

생물학적, 제약 및 식품 샘플을 효율적으로 동결 건조하는 탁상용 실험실 동결 건조기. 직관적인 터치스크린, 고성능 냉장, 내구성 있는 디자인이 특징입니다. 샘플 무결성을 보존하세요. 지금 상담하세요!

자세히 알아보기

매개변수	사양
냉각 트랩 온도	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
궁극 진공	$< 10\text{ Pa}$
진공 표시 정확도	0.01 Pa
동결 건조 면적	$0.12 - 0.18\text{ m}^2$
재료 적재 용량	1200 - 1800 ml
물 포집 용량	3kg / 24h
재료 트레이 치수	$\Phi 200 \times 20\text{ mm}$ (직경 x 높이)
재료 트레이 수	표준 4단, 선택 6단
외부 치수 (W*D*H)	580 x 550 x 375/820 mm
냉각 트랩 치수	$\Phi 215 \times 193.5\text{ mm}$ (직경 x 높이)
디자인	탁상용, 컴팩트한 구조