

벤치탑 실험실 진공 동결 건조기

품목 번호: KTFD-10S



소개

생물학적, 제약 및 식품 시료의 효율적인 동결 건조를 위한 벤치탑 실험실용 동결 건조기입니다. 직관적인 터치스크린, 고성능 냉장 기능, 내구성이 뛰어난 디자인이 특징입니다. 샘플 무결성 보존 - 지금 상담하세요!

자세히 알아보기

파라미터	사양
콜드 트랩 온도	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
궁극의 진공	$< 10\text{ Pa}$
진공 디스플레이 정확도	0.01 Pa
동결 건조 면적	$0.12 - 0.18\text{ m}^2$
재료 적재 용량	1200 - 1800 ml
수분 포집 용량	3kg/24시간
재료 트레이 치수	$\Phi 200 \times 20\text{mm}$ (직경 x 높이)
재료 트레이 개수	표준 4개 레이어, 옵션 6개 레이어
외부 치수(W*D*H)	580 x 550 x 375/820 mm
콜드 트랩 치수	$\Phi 215 \times 193.5\text{mm}$ (직경 x 높이)
디자인	벤치탑, 컴팩트한 구조