

## 탁상용 물 순환 진공 펌프

품목 번호: KV-2



### 소개

실험실 또는 소규모 산업을 위한 물 순환 진공 펌프가 필요하십니까? 당사의 벤치탑 물 순환 진공 펌프는 증발, 증류, 결정화 등에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	SHZ-A	SHZ-B
진공 포트	2	4
단일 포트 유량	10L/분	
진공 압력	0.098Mpa	
펌프 유량	60L/분	
펌프 헤드	800만	
펌프 헤드 재질	SS304/PTFE	
저수지 볼륨	13L	15L
모터 파워	180W	370W
치수	400*280*240mm	
무게	15kg	17kg