

실험실용 벤치탑 순환식 진공 펌프

품목 번호: KV-2



소개

실험실이나 소규모 산업용 순환식 진공 펌프가 필요하신가요? 당사의 벤치탑 순환식 진공 펌프는 증발, 증류, 결정화 등에 완벽합니다.

자세히 알아보기

상세 재질						
이젝터	체크 밸브	연결 파이프	삼방 연결	펌프 본체	임펠러	공기 배출 노즐
PP	구리+PP	NR	PP	PP	PA	PP

모델	SHZ-A	SHZ-B
진공 포트	2	4
단일 포트 유량	10L/Min	
진공 압력	0.098Mpa	
펌프 유량	60L/Min	
펌프 헤드	8M	
펌프 헤드 재질	SS304/PTFE	
저수조 용량	13L	15L
모터 전력	180W	370W
치수	400*280*240mm	
무게	15Kg	17Kg