

## 카바이드 랩 프레스 몰드

품목 번호: PMW



### 소개

Carbide Lab Press Mold로 초경질 샘플을 형성하십시오. 일본산 고속도강으로 제작되어 수명이 깁니다. 사용자 정의 크기를 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	PMW-A	PMW-B	PMW-C
재료	카바이드 YT15		
압자 경도	HRC85-HRC90		
표본의 크기	φ3 /φ4 /φ5 /φ6 /φ8 /φ10mm	φ12 /φ13 /φ15 /φ18 /φ20mm	φ22 /φ25 /φ28 /φ30mm
캐비티 깊이	30mm	40mm	45mm
외부 치수	φ43×93mm	φ53×120mm	φ73×133mm
무게(kg)	0.78	1.8	3.8

다른 크기는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다