

## 세라믹 헤드 핀셋/뽀족한 팁/팔꿈치 팁/지르코니아 세라믹 팁

품목 번호: KM-C015



### 소개

지르코니아 세라믹 핀셋은 첨단 세라믹 소재로 만든 고정밀 도구로, 특히 높은 정밀도와 내식성이 요구되는 작업 환경에 적합합니다. 이 유형의 핀셋은 물리적 특성이 우수할 뿐만 아니라 생체 적합성이 뛰어나 의료 및 실험실 분야에서도 인기가 높습니다.

[자세히 알아보기](#)