

역청탄 플라스틱층 시험용 플라스토미터 콜 컵 도가니

품목 번호: KT-MB1



소개

표준화된 석탄 플라스토미터 평가를 위해 설계된 이 정밀 콜 컵은 역청탄 플라스틱층 지수 측정 시 우수한 열적 안정성, 정밀한 치수 공차 및 균일한 열전달을 제공하여 현대 야금 및 품질 관리 연구실에서 신뢰할 수 있는 코크스 특성 분석을 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)