

28L 실험실용 컴팩트 수직 초저온 냉동고

품목 번호: KTFDV-28



소개

실험실용 초저온 냉동고(-86°C), 28L 용량, 정밀 디지털 제어, 에너지 효율적인 디자인, 생물학적 샘플 보관에 이상적.

자세히 알아보기

기능	사양
모델	KTFDV-28
유형	수직형
용량	28L
내부 온도 범위	-40°C ~ -86°C (조절 가능)
경보 시스템	소리 및 빛 경보
전원 공급 장치	220V/50Hz
전력	400W
에너지 소비량	5.50 kWh/24h
보호 등급	I/B
기후 유형	N
냉매	불소 프리, 친환경 냉매
냉장 시스템	단일 압축기 시스템
온도 제어	전자 온도 제어
온도 표시	디지털 데이터 표시
프로브	PTC
응축기 팬	표준 고효율 팬
외부 케이스	분체 도장 냉간 압연 강판
내부 라이너	304 스테인리스 스틸
선반/내부 도어	선반 1개 / 내부 도어 1개, 304 스테인리스 스틸
단열 두께	100mm
압력 평형 포트	1개 (직경 18mm)
캐스터	4개

기능	사양
순중량/총중량	71/90 kg
외부 치수 (가로*세로*높이)	505mm * 520mm * 1165mm
내부 치수 (가로*세로*높이)	270mm * 265mm * 400mm
포장 치수 (가로*세로*높이)	합판: 5355751290mm / 벌집 상자: 5956401335mm
컨테이너 적재량 (20'GP)	30개