

실험실용 28L 소형 직립형 초저온 냉동고

품목 번호: KTFDV-28



소개

실험실용 초저온 냉동고(-86°C), 28L 용량, 정밀한 디지털 제어, 에너지 효율적인 설계로 생물학적 샘플 보관에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

특징	사양
모델	KTFDV-28
유형	업라이트
용량	28L
내부 온도 범위	-40°C ~ -86°C(조절 가능)
알람 시스템	소리 및 빛 경보
전원 공급 장치	220V/50Hz
전력	400W
에너지 소비량	5.50kWh/24h
보호 등급	I/B
기후 유형	N
냉매	무불소, 친환경 냉매
냉장 시스템	단일 컴프레서 시스템
온도 제어	전자식 온도 제어
온도 디스플레이	디지털 테이터 디스플레이
프로브	PTC
콘덴서 팬	표준 고효율 팬
외부 케이스	분말 코팅 냉간 압연 강판
내부 라이너	304 스테인리스 스틸
선반/내부 도어	선반 1개 / 내부 도어 1개, 304 스테인리스 스틸
단열 두께	100mm
압력 균등화 포트	1개(직경 18mm)
캐스터	4

특징	사양
순/총 중량	71/90 kg
외부 치수 (W D H)	505mm * 520mm * 1165mm
내부 치수 (W D H)	270mm * 265mm * 400mm
포장 치수 (W D H)	합판: 535 575 1290mm / 허니콤 판지: 595 640 1335mm
컨테이너 적재량(20'GP)	30개