


연료전지 연구용 맞춤형 이온 전도도 테스트 고정구

품목 번호: KT-CTF



소개

정밀한 PEM/AEM 연료전지 연구를 위한 맞춤형 이온 전도도 테스트 고정구. 고정밀, 맞춤형.

[자세히 알아보기](#)

모델	매개변수
SMP102	멤브레인 유효 테스트 면적: 2*2cm
SMP103	멤브레인 유효 테스트 면적: 3*3cm
SMP202	멤브레인 유효 테스트 면적: 2*2cm
SMP203	멤브레인 유효 테스트 면적: 3*3cm