


맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체 부식 방지 세척 랙 꽃 바구니

품목 번호: PTFE-20



소개

PTFE 꽃 바구니 세척 꽃 바구니라고도 알려진 PTFE 세척 랙은 PTFE 재료를 효율적으로 세척하기 위해 설계된 특수 실험실 도구입니다. 이 세척 랙은 실험실 환경에서 PTFE 품목의 무결성과 성능을 유지하면서 철저하고 안전한 세척을 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	크기	적용 대상
사각형	60mm*60mm	500ml 비커
원형	직경 30mm	75ml 비커
원형	직경 45mm	100ml 비커
원형	직경 60mm	250ml 비커

필요한 모든 크기의 맞춤형 세척 꽃 바구니를 제공합니다.