


다양한 연구 응용 분야를 위한 맞춤형 Xrd 샘플 홀더

품목 번호: KTOM-ABG



소개

순도 피크가 없는 높은 투명도의 XRD 샘플 홀더. 사각형 및 원형 디자인으로 제공되며 Bruker, Shimadzu, PANalytical 및 Rigaku 회절계에 맞게 맞춤 제작 가능합니다.

자세히 알아보기

인텐테이션 모양	인텐테이션 치수 (mm)	인텐테이션 깊이 (mm)	전체 치수 (mm)
사각형	5 x 5	0.5	50 x 35 x 2
사각형	10 x 10	0.5	50 x 35 x 2
사각형	15 x 15	0.5	50 x 35 x 2
사각형	20 x 20	0.5	50 x 35 x 2
원형	ø5	0.5	50 x 35 x 2
원형	ø10	0.5	50 x 35 x 2
원형	ø15	0.5	50 x 35 x 2
원형	ø20	0.5	50 x 35 x 2
사각형	5 x 5	0.5	55 x 35 x 2
사각형	10 x 10	0.5	55 x 35 x 2
사각형	15 x 15	0.5	55 x 35 x 2
사각형	20 x 20	0.5	55 x 35 x 2
원형	ø5	0.5	55 x 35 x 2
원형	ø10	0.5	55 x 35 x 2
원형	ø15	0.5	55 x 35 x 2
원형	ø20	0.5	55 x 35 x 2