

## 원통형 실험실 전기 가열 프레스 금형

품목 번호: PMH



### 소개

원통형 실험실 전기 가열 프레스 몰드로 시료를 효율적으로 준비합니다. 빠른 가열, 높은 온도 및 쉬운 작동. 맞춤형 크기 제공. 배터리, 세라믹 및 생화학 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

시료의 모양을 누릅니다.	
가열 온도	실온-300.0C
보푸라기의 재질	합금 공구강: 440C
압자 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	Φ10、Φ13、Φ15、Φ20、Φ30、中40mm(M)
캐비티 깊이	40mm(N)
외부 치수	Φ78X138mm、Φ90X138mm(LXH)
전원 공급 장치	300W(220V/110V 사용자 지정 가능)
금형 무게	약 9kg

치수 다이어그램

금형 압력 [Mpa]	50	100	300	400	600	800	1000	1200	1500
Φ8 T	0.25	0.5	1.5	2.01	3.01	4.02	5.02	6.03	7.53
Φ10 T	0.39	0.78	2.35	3.14	4.71	6.28	7.85	9.42	11.7
Φ12 T	0.56	1.13	3.39	4.52	6.78	9.04	11.3	13.5	16.9
Φ13 T	0.66	1.32	3.98	5.3	7.96	10.6	13.2	15.9	19.9
Φ15 T	0.88	1.76	5.3	7.06	10.6	14.1	17.6	21.2	26.5
Φ20 T	1.57	3.14	9.42	12.5	18.8	25.1	31.4	37.6	47.1