

치과용 도자기 지르코니아 소결 세라믹 진공 프레스 퍼니스

품목 번호: KT-DP10



소개

치과용 진공 프레스 퍼니스로 정밀한 치과 결과를 얻으십시오. 자동 온도 보정, 저소음 트레이, 터치스크린 작동. 지금 주문하세요!

자세히 알아보기

가열 속도	최대 200°C/분 (392°F /분)
최대 온도	최대 1200°C (2283°F)
최대 온도 유지 시간	2시간
진공 레벨	1-101%
전원 공급 장치	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
정격 전류	110V에서 14.5A, 230V에서 7.0A
정격 출력 전력	최대 1500w
치수	높이 27cm x 너비 36cm x 깊이 70cm
소성 챔버 직경	9cm(3.5인치)
순중량	23Kg
포장 중량	26.5Kg