

치과 진공 프레스로

품목 번호: KT-DP10



소개

Dental Vacuum Press Furnace로 정확한 치과 결과를 얻으십시오. 자동 온도 보정, 저소음 트레이 및 터치 스크린 작동. 지금 주문하세요!

[자세히 알아보기](#)

가열 속도	최대 200°C/분 (392°F /분)
최대 온도	최대 1200°C(2283°F)
최대 온도 유지 시간	2시간
진공 수준	1-101%
전력 공급	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
정격 전류	14.5암페어@110V 7.0암페어@230V
정격 출력 전력	최대 1500w
치수	H27cm×W36cm×D70cm
발사 챔버 직경	9cm(3.5")
순중량	23kg
패키지 무게	26.5kg