

실험실용 데스크탑 고압 멸균기 16L 24L

품목 번호: KT-B02



소개

이 데스크탑 고속 증기 멸균기는 의료, 제약 및 연구 용품을 신속하게 멸균하는 데 사용되는 컴팩트하고 신뢰할 수 있는 장치입니다.

자세히 알아보기

모델	KT-T16J	KT-T24J
멸균 챔버 용량	16L φ250×360mm	24L φ270×410mm
고정 작업 압력	0.22Mpa	
정격 작업 온도	134°C	
멸균 온도 선택	105-134°C	
타이밍 시간 선택 범위	0-99분	
멸균실 열 균일성	≤±1°C	
전력/공급 전압	AC220V.50Hz/2.7KW	
전체 치수 (mm)	545×328×423	560×350×500
포장 크기 (mm)	605×390×480	620×410×570
총 중량/순 중량	17/15Kg	20/18Kg