

데스크탑 고속 실험실 오토클레이브 멸균기 20L 24L 실험실용

품목 번호: KT-B03



소개

데스크탑 고속 증기 멸균기는 의료, 제약 및 연구 품목의 신속한 멸균에 사용되는 컴팩트하고 신뢰할 수 있는 장치입니다.

자세히 알아보기

모델	KT-XD20D	KT-XD24D
멸균 챔버 용량	20L $\phi 250 \times 420\text{mm}$	24L $\phi 250 \times 520\text{mm}$
고정 작업 압력	0.22Mpa	
정격 작동 온도	134°C	
멸균 온도 선택	105-134°C	
타이밍 시간 선택 범위	0-99분	
멸균실 열 균일성	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	
전력/공급 전압	1.5KW/AC220V.50Hz	
멸균 트레이 (mm)	340×200×30(3개)	400×200×30(3개)
전체 치수 (mm)	480×680×455	480×680×455
포장 크기 (mm)	580×700×500	580×800×560
총 중량/순 중량	43/40Kg	50/45Kg