

## 데스크탑 고속 오토클레이브 살균기 20L / 24L

품목 번호: KT-B03



### 소개

탁상용 고속 증기 멸균기는 의료, 제약 및 연구 항목의 신속한 멸균에 사용되는 작고 안정적인 장치입니다.

### [자세히 알아보기](#)

모델	KT-XD20D	KT-XD24D
멸균 챔버 용적	20L φ250×420mm	24L φ250×520mm
고정 업무 스트레스	0.22Mpa	
정격 작동 온도	134°C	
살균 온도 선택	105-134°C	
타이밍 시간 선택 범위	0-99분	
멸균실의 열균일성	≤±1°C	
전원/공급 전압	1.5KW/AC220V.50Hz	
살균트레이(mm)	340×200×30(3개)	400×200×30(3개)
전체 치수(mm)	480×680×455	480×680×455
포장 크기(mm)	580×700×500	580×800×560
총중량/순중량	43/40kg	43/40kg