

데스크탑 고속 오토클레이브 살균기 35L / 50L / 90L

품목 번호: KT-B04



소개

탁상용 고속 증기 멸균기는 의료, 제약 및 연구 항목의 신속한 멸균에 사용되는 작고 안정적인 장치입니다. 수술기구, 유리기구, 의약품, 저항성 물질 등을 효율적으로 살균하여 다양한 용도에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	KT-XD35DV	KT-XD50DV	KT-XD90DV
멸균 챔버 용적	35L φ300×500mm	50L φ340×550mm	90L φ400×720mm
고정 업무 스트레스	0.22Mpa		
정격 작동 온도	134°C		
살균 온도 선택	105-134°C		
타이밍 시간 선택 범위	0-99분		
멸균실의 열균일도	≤±1°C		
전원/공급 전압	AC220V 50Hz/2.7KW		AC220V 50Hz/4KW
전체 치수(mm)	730×550×510	770×600×540	1000×690×610
포장 크기(mm)	810×680×650	880×730×700	1070×740×700
총중량/순중량	115/93kg	130/106kg	200/180kg