

## 탁상용 고속 오토클레이브 멸균기

품목 번호: KT-B05



### 소개

탁상용 고속 오토클레이브 멸균기는 의료, 제약 및 연구 항목의 신속한 멸균에 사용되는 작고 안정적인 장치입니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	KT-XB20J	KT-XB24J
멸균 챔버 용적	20L φ250×420mm	24L φ250×50mm
고정 업무 스트레스	0.22Mpa	
정격 작동 온도	134°C	
살균 온도 선택	105-134°C	
타이밍 시간 선택 범위	0-99분	
멸균실의 열균일성	≤±1°C	
전원/공급 전압	1.5KW/AC220V.50Hz(AC110V.60Hz)	
살균트레이(mm)	334×200×30(3개)	400×200×30(3개)
전체 치수(mm)	480×480×384	580×480×384
포장 크기(mm)	700×580×500	800×580×500
총중량/순중량	44/40kg	50/45kg