

실험실 과학 전기 가열 폭풍 건조 오븐

품목 번호: KT-B05



소개

데스크탑 고속 오토클레이브 멸균기는 의료, 제약 및 연구 품목의 신속한 멸균에 사용되는 작고 안정적인 장치입니다.

자세히 알아보기

모델	KT-9040A(S)	KT-9070A(S)	KT-9140A(S)	KT-9240A(S)	KT-9640A(S)
전압	AC220V 50Hz				
온도 범위	50°C-300°C				
온도 변동	±1°C				
추적 경보	+5°C				
소비 전력	1000W	1500W	2000W	2500W	4500W
스튜디오 크기 (mm)	350x350x350	450x350x450	550x450x550	600x500x750	800x800x1000
치수 (mm)	500x560x705	650x560x805	750x660x905	800x710x1105	1000x1010x1355