


실험실용 디스크 컵 진동 밀 멀티 플랫폼

품목 번호: KT-DVMP



소개

다중 플랫폼 진동 디스크 밀은 입자 크기가 큰 시료의 비파괴 분쇄 및 미세 분쇄에 적합합니다. 중간 경도, 고경도, 취성, 섬유질 및 탄성 재료의 분쇄 및 연삭 응용 분야에 적합합니다.

자세히 알아보기

모델	KT-DVMP2000	KT-DVMP2000-P
최대 주입 크기	<20 mm	<20 mm
시료 입자 크기 범위	<20 um	<20 um
배치 유효 처리량	35-3000 ml	35-3000 ml
분쇄 디스크 속도	1500 r/min	1500 r/min
진공/불활성 보호 분쇄	지원	지원
이동 모드	원형 이동	원형 이동
시간 설정	9999min	9999min
분쇄 디스크 수	1	4
분쇄 디스크 용량	100ml 250ml 500ml 2000ml 선택 사항	100ml 250ml 500ml 선택 사항
분쇄 디스크 재질	스테인리스 스틸 텅스텐 카바이드 지르코니아 선택 사항	스테인리스 스틸 텅스텐 카바이드 지르코니아 선택 사항
분쇄 방법	건식 분쇄 습식 분쇄	건식 분쇄 습식 분쇄
전기 사양	380V, 50-60Hz, 2.2KW	380V, 50-60Hz, 2.2KW
전원 포트	3상	3상
순중량	320kg	320kg
치수 (가로*세로*높이)	740*640*1110mm	740*640*1110mm
보호 등급	IP65	IP65
표준	CE	CE