

실험실용 이중 플레이트 가열 프레스 몰드

품목 번호: PMD



소개

고품질 강철과 균일한 온도 제어 기능을 갖춘 이중 플레이트 가열 몰드로 실험실 공정의 정밀도를 높여보세요. 다양한 열 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMD
시료 프레스 모양	
가열 온도	상온-300C
몰드 재질	합금 공구강:Cr12MoV
인텐터 경도	HRC60-HRC62
시료 크기	
시료 두께	0.02-0.1mm(N)
외부 치수 1	180*180*130mm(L*W*H)
외부 치수 2	200*200*130mm(L*XW*H)
외부 치수 3	300*300*130mm(L*W*H)
몰드 무게	32Kg38Kg88Kg
치수 도면	