

건식 및 습식 3차원 체질용 실험실 진동 체질기

품목 번호: KT-VD200



소개

KT-VD200은 실험실에서 건식 및 습식 시료의 체질 작업에 사용할 수 있습니다. 체질 용량은 20g-3kg입니다. 이 제품은 독특한 기계 구조와 분당 3000회의 진동 주파수를 가진 전자기 진동 본체로 설계되었습니다.

자세히 알아보기

최대 하중	3 kg
스크린 층수	1-8층
최대 체 타워 질량	4 kg
진폭	0.2-3 mm
진동 주파수	3000회/분
체질 입자 크기 범위	20 um-125 mm
사용 가능한 최대 스크린 직경	200mm
최대 체 타워 높이	510mm
추가 기능	편안한 시각형 스크린 압판
체질 방식	건식 습식
전기 사양	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 1500W
전원 포트	국가 표준/유럽 표준/미국 표준/영국 표준 등
순중량	42 kg
치수(너비, 두께 및 높이)	430*400*620mm
보호 등급	IP65
표준	CE/ISO9001