

건식 입체 진동 체

품목 번호: KT-V200



소개

KT-V200 제품은 실험실에서 일반적인 체질 작업을 해결하는 데 중점을 둡니다. 20g-3kg 건조 샘플 체질에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 최대 하중 | 3kg |
| 화면 레이어 | 1-8층 |
| 최대 체탑 질량 | 4kg |
| 진폭 | 0.2-3mm |
| 진동 주파수 | 3000회/분 |
| 스크리닝 입자 크기 범위 | 20um-125mm |
| 사용 가능한 가장 큰 화면 직경 | 200mm |
| 최대 체탑 높이 | 510mm |
| 추가 기능 | 편안한 비주얼 스크린 프레스 플레이트 |
| 스크리닝 방법 | 마른 |
| 전기적 설명 | 100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 200W |
| 전원 포트 | 국가 표준/유럽 표준/미국 표준/영국 표준 등 |
| 순중량 | 35kg |
| 치수(너비, 두께 및 높이) | 300*405*685mm |
| 보호 수준 | IP65 |
| 기준 | CE/ISO9001 |