

진동체 체 분쇄기 건식 3차원 진동 체

품목 번호: KT-V200



소개

KT-V200 제품은 실험실의 일반적인 체질 작업을 해결하는 데 중점을 둡니다. 20g-3kg의 건조 샘플 체질에 적합합니다.

자세히 알아보기

최대 하중	3 kg
스크린 층	1-8 층
최대 체 타워 질량	4 kg
진폭	0.2-3 mm
진동 주파수	3000 회/분
스크리닝 입자 크기 범위	20 um-125 mm
사용 가능한 최대 스크린 직경	200mm
최대 체 타워 높이	510mm
추가 기능	편안한 시각적 스크린 프레스 플레이트
스크리닝 방법	건식
전기 설명	100-120V/220-240VAC, 50-60Hz, 200W
전원 포트	국가 표준/유럽 표준/미국 표준/영국 표준 등
순 중량	35 kg
치수 (너비, 두께 및 높이)	300*405*685mm
보호 등급	IP65
표준	CE/ISO9001