

건식 입체 진동 체

품목 번호: KT-V200



소개

KT-V200 제품은 실험실에서 일반적인 체질 작업을 해결하는 데 중점을 둡니다. 20g-3kg 건조 샘플 체질에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

최대 하중	3kg
화면 레이어	1-8층
최대 체탑 질량	4kg
진폭	0.2-3mm
진동 주파수	3000회/분
스크리닝 입자 크기 범위	20um-125mm
사용 가능한 가장 큰 화면 직경	200mm
최대 체탑 높이	510mm
추가 기능	편안한 비주얼 스크린 프레스 플레이트
스크리닝 방법	마른
전기적 설명	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 200W
전원 포트	국가 표준/유럽 표준/미국 표준/영국 표준 등
순중량	35kg
치수(너비, 두께 및 높이)	300*405*685mm
보호 수준	IP65
기준	CE/ISO9001