

실험실 규모 회전식 단일 펀치 정제 프레스기 Tdp 정제 타발기

품목 번호: TPM-01



소개

본 기기는 입상 원료를 다양한 정제로 압축하는 단일 압력 방식 자동 회전 연속 타정기입니다. 주로 제약 산업의 정제 생산에 사용되며 화학, 식품, 전자 등 다른 산업 분야에서도 활용됩니다.

자세히 알아보기

다이 수량	5개
압력	60KN
최대 정제 직경	18mm
최대 정제 높이	6mm
최대 충전 높이	15mm
디스크 회전 속도	30rpm
생산 능력	9000개/시간
모터 출력	2.2Kw
치수	960*660*1230mm
중량	320kg

1. 잔여 분말은 진공 청소기로 재활용할 수 있습니다(옵션)

2. 정제 다이는 특정 요구 사항에 맞춰 제작할 수 있습니다