

고급 과학 및 산업 응용 분야를 위한 맞춤형 고압 반응기

품목 번호: KR-2H



소개

이 실험실 규모의 고압 반응기는 까다로운 연구 개발 환경에서 정밀도와 안전성을 위해 설계된 고성능 오토클레이브입니다.

자세히 알아보기

매개변수	25 mL	50 mL	100 mL	250 mL	500 mL	1000 mL	2000 mL
용량 (mL)	25	50	100	250	500	1000	2000
본체 재질	304	304	304	304	304	304	304
본체 직경 (mm)	100	100	120	120	140	160	200
본체 높이 (mm)	70	70	100	130	165	245	280
내부 직경 (mm)	30	40	44	58	70	80	105
내부 깊이 (mm)	60	60	90	115	150	230	260
벽 두께 (mm)	14	14	12	15	14	16	16.5
고정 방법	볼트	볼트	볼트	볼트	볼트	볼트	볼트
설계 압력 (MPa)	25	25	25	25	25	25	25
작업 압력 (MPa)	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
설계 온도 (°C)	350	350	350	350	350	350	350
작업 온도 (°C)	300	300	300	300	300	300	300
밀봉 방법	정적 밀봉	정적 밀봉	정적 밀봉	정적 밀봉	정적 밀봉	정적 밀봉	정적 밀봉
압력 게이지	선택 사항	선택 사항	선택 사항	선택 사항	선택 사항	선택 사항	선택 사항
안전 장치	선택 사항	선택 사항	선택 사항	선택 사항	선택 사항	선택 사항	선택 사항
순중량 (kg)	3.5	5.5	7.5	10	15	24	46
제품 치수 (mm)	290x280x300	310x300x320	330x260x350	330x260x400	350x260x470	370x260x540	450x450x520