

유리 티슈 그라인더 균질화기

품목 번호: KTG-1



소개

유리 튜브와 플런저 사이의 작은 틈과 약간의 돌기가 맞물려 플런저가 회전할 때 연마 효과가 발생합니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	총 길이(mm)	프로스트 길이(mm)	튜브 외경(mm)	입 내경(mm)
0.5ml	133	34	6	16
1ml	147	47	8	17
2ml	155	53.5	10	20
3ml	160	61.5	10	20
5ml	195	72	11	24
10ml	225	74	13	26
15ml	245	83	16	28
20ml	255	92	17	31.5
25ml	270	110	18	37
30ml	275	112	18	34
50ml	295	112	21	38