

반응조용 고온 정온 가열 순환수조 냉각기 순환기

품목 번호: KHB-3



소개

효율적이고 안정적인 KinTek KHB 가열 순환기는 실험실 요구에 완벽합니다. 최대 300°C의 가열 온도로 정확한 온도 제어와 빠른 가열이 특징입니다.

자세히 알아보기

모델	온도 (°C)	정확도 (°C)	펌프 (L/Min)	용량 (L)	가열 전력 (Kw)	전체 치수 (mm)
KHB6	상온-300	+/-1°C	15	6	1.6	370*380*440
KHB10	상온-300	+/-1°C	15	10	2.0	370*380*490
KHB15	상온-300	+/-1°C	15	15	2.5	370*380*490
KHB20	상온-300	+/-1°C	15	20	3.4	370*380*550
KHB30	상온-300	+/-1°C	15	30	4.0	480*520*550
KHB50	상온-300	+/-1°C	15	50	6.5	480*610*620