

가열 순환기 고온 항온 반응조

품목 번호: KHB-3



소개

효율적이고 신뢰할 수 있는 KinTek KHB Heating Circulator는 실험실 요구 사항에 적합합니다. 최대로, 최대 300°C의 가열 온도, 정확한 온도 제어 및 빠른 가열이 특징입니다.

자세히 알아보기

모델	온도(°C)	정확도(°C)	펌프(L/분)	용량(L)	화력(Kw)	전체 치수(mm)
KHB6	앰비언트-300	+/-1°C	15	6	1.6	370*380*440
KHB10				10	2.0	370*380*490
KHB15				15	2.5	370*380*490
KHB20				20	3.4	370*380*550
KHB30				30	4.0	480*520*550
KHB50				50	6.5	480*610*620