

Quechers 시료 전처리용 고효율 세라믹 비드

품목 번호: KTL-10



소개

QuEChERS에 이상적인 킨텍의 세라믹 균질화 비드로 시료 전처리를 개선하여 정확하고 오염물질이 없는 결과를 보장합니다. 지금 분석물 회수율을 높이세요!

[자세히 알아보기](#)

제품 이름	길이	직경	적용 가능한 튜브	패키지당 수량
세라믹 균질화 비드	2 cm	1 cm	15 mL	100개/병
세라믹 균질화 비드	1 cm	0.5cm	5mL	100개/병
세라믹 균질화 비드	0.5cm	0.25 cm	2mL	200개/병