

고에너지 행성 볼 밀 연삭기 (실험실용)

품목 번호: KT-P2000



소개

F-P2000 고에너지 행성 볼 밀로 빠르고 효과적인 시료 처리를 경험해 보세요. 이 다목적 장비는 정밀한 제어와 뛰어난 분쇄 능력을 제공합니다. 실험실에 완벽하며, 동시 테스트 및 높은 생산량을 위한 여러 개의 분쇄 용기를 갖추고 있습니다. 인체공학적 디자인, 컴팩트한 구조 및 고급 기능으로 최적의 결과를 달성하십시오. 광범위한 재료에 이상적이며 일관된 입자 크기 감소와 낮은 유지보수를 보장합니다.

자세히 알아보기

제품명	고에너지 행성 볼 밀
모델	F-P2000
처리 원리	충격력 마찰
응용 시료 특성	미세 중간에서 저경도 취성 건식 또는 저점도
처리 유형	분쇄 연삭 혼합
최대 투입 크기	10mm
시료 입자 크기 범위	0.1-20um
최대 처리 용량	2000ml
볼 밀 탱크 최대 속도	800r/min
전송 모드	유럽 표준
공간 이동 모드	X축 행성 운동
기능	연속 및 간헐 작동 비상 정지 타이밍 정전 메모리 과부하 및 위험 작업 보호
추가 기능	LED 조명 열 방출
볼 밀 탱크 재질	팅스텐 카바이드 지르코니아 마노 스테인리스 스틸 MC 나일론 및 기타 옵션
볼 밀 탱크 개수	4개
볼 밀 탱크 용량	500ml
분쇄 볼 재질	팅스텐 카바이드 지르코니아 마노 스테인리스 스틸 등 옵션
분쇄 방법	건식 분쇄 습식 분쇄
전기 사양	100-120V/200-240VAC, 50-60Hz, 750W
전원 포트	국가 표준 유럽 표준 미국 표준 영국 표준 등

순중량	92kg
치수 (길이, 너비 및 높이)	570*570*420mm
보호 등급	IP650
표준	CE
사용 가능한 추가 구성	초저온 액체 질소 냉각 터치 운영 체제

주요 액세서리	권장 표준 구성 용량: 500ml	√: 구성 가능	×: 일치할 수 없음		
볼 밀 탱크	재질:	유형	100ml	250ml	500ml
볼 밀 탱크	텅스텐 카바이드	클래식	√	√	√
볼 밀 탱크	텅스텐 카바이드	진공 타입	√	√	×
볼 밀 탱크	지르코니아	클래식	√	√	√
볼 밀 탱크	지르코니아	진공 타입	√	√	×
볼 밀 탱크	마노	클래식	√	√	√
볼 밀 탱크	마노	진공 타입	√	√	×
볼 밀 탱크	MC 나일론	클래식	√	√	√
볼 밀 탱크	MC 나일론	진공 타입	√	√	
볼 밀 탱크	스테인리스 스틸	클래식	√	√	√
볼 밀 탱크	스테인리스 스틸	진공 타입	√	√	√
볼 밀 탱크	폴리우레탄	클래식	√	√	√
볼 밀 탱크	폴리우레탄	진공 타입	√	√	×
볼 밀 탱크	PTFE	클래식	√	√	√
볼 밀 탱크	PTFE	진공 타입	√	√	×
볼 밀 탱크	코란덤	클래식	√	√	√
볼 밀 탱크	코란덤	진공 타입	√	√	×
분쇄 볼	직경(mm)	재질			
분쇄 볼	3/5/10/15/20	텅스텐 카바이드 지르코니아 마노 스테인리스 스틸 코란덤			