

고성능 실험실용 동결 건조기

품목 번호: KTFD-10P



소개

생물학적 및 화학적 샘플을 효율적으로 보존하는 동결 건조용 고급 실험실 동결 건조기. 바이오 제약, 식품 및 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
냉각 트랩 온도	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
궁극적인 진공	$< 10\text{ Pa}$
진공 표시 정확도	0.01 Pa
동결 건조 면적 (선반)	$0.12 - 0.18\text{ m}^2$
재료 로드 (선반에)	$1200 - 1800\text{ ml}$
물 포집 용량	$3\text{ kg} / 24\text{h}$
재료 트레이 사양 ($\Phi \times H$)	$200 \times 20\text{ mm}$
재료 트레이 층 수	표준 4층, 선택 사항 6층
외부 플라스크 용량 (매니폴드)	8개 플라스크
플라스크 스타일 옵션	가지 모양 또는 원통형
전체 치수 ($W \times D \times H$)	$580 \times 550 \times 820\text{ mm}$ (건조 챔버 및 매니폴드가 있는 벤치탑 장치)
냉각 트랩 치수 ($\Phi \times H$)	$\Phi 215 \times 193.5\text{ mm}$
디자인	벤치탑, 매니폴드 일반형 동결 건조기