

혈액 샘플 처리를 위한 고속 데스크탑 원심분리기

품목 번호: KT-HPD



소개

Kintek 벤치탑 고속 원심분리기로 실험실에서 효율적이고 안정적이며 정확한 샘플 처리를 경험해보세요. 임상 및 연구용으로 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
디스플레이	LCD 디스플레이
최대 속도	16,500 rpm
속도 제어 정확도	±10 rpm
최대 RCF	18,757 ×g
최대 용량	12 × 5 mL
챔버 직경	Φ200 mm
타이머 범위	1초 ~ 99시간 59분
소음 수준	≤65 dB
전원 공급 장치	AC 220V ± 22V 50Hz
소비 전력	420W
순중량	19 kg
치수 (L×W×H)	360 × 285 × 258 mm