

실험실 수평 오토클레이브 증기 멸균기 실험실 마이크로컴퓨터 멸균기

품목 번호: KT-C06



소개

수평 오토클레이브 증기 멸균기는 중력 변위 방식을 채택하여 내부 챔버의 찬 공기를 제거하므로 내부 챔버의 증기 찬 공기 함량이 적어 멸균이 더 신뢰할 수 있습니다.

자세히 알아보기

기술 데이터	KTM -150YDB	KTM -200YDB	KTM -280YDB
멸균 챔버 용량	150L φ440×1000mm	200L φ515×1000mm	280L φ600×1000mm
작동 압력	0.22 MPa		
작동 온도	134도		
온도 조정	40 - 134도		
멸균 시간	0-99 분		
건조 시간	0-99 분		
열 균일성	≤± 2도		
전력	9KW/380V 50Hz	9KW/380V 50Hz	12KW/380V 50Hz
치수	1400×650×1600	1400×750×1700	1520×910×1900
운송 치수	1560×820×1820	1560×910×1880	1680×1080×2100
총중량/순중량	430/340 KG	436/350 KG	570/462 KG