

실험실용 고압 수평 오토클레이브 증기 멸균기

품목 번호: KT-P01



소개

수평 오토클레이브 증기 멸균기는 중력 치환 방식을 채택하여 내부 챔버의 찬 공기를 제거하므로 내부 증기 및 찬 공기 함량이 적어 멸균이 더욱 신뢰할 수 있습니다.

자세히 알아보기

모델	KT-150YDA	KT-200YDA	KT-280YDA	KT-400YDA	KT-500YDA
멸균 챔버 용량	150L $\phi 440 \times 1000$	200L $\phi 515 \times 1000$	280L $\phi 600 \times 1000$	400L $\phi 700 \times 1100$	500L $\phi 700 \times 1300\text{mm}$
고정 작업 응력	0.22Mpa				
정격 작동 온도	134°C				
멸균 온도 선택	40°C-134°C				
타이밍 시간 선택 범위	0-60분				
멸균실 열 균일성	$\leq \pm 2^\circ\text{C}$				
전력/공급 전압	9kw/380V 50Hz	9kw/380V 50Hz	12kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz
치수 (mm)	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830	1800×900×1820
운송 치수 (mm)	1560×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1600×1050×2100	1850×1050×2100
총 중량/순 중량	320/240kg	350/260kg	465/365Kg	530/420Kg	580/470Kg