

실험실 하이브리드 조직 분쇄기

품목 번호: KT-MT20



소개

KT-MT20은 건조, 습윤 또는 냉동된 소량의 시료를 빠르게 분쇄하거나 혼합하는 데 사용되는 다목적 실험실 장치입니다. DNA/RNA 및 단백질 추출과 같은 생물학적 응용 분야를 위한 두 개의 50ml 볼 밀 병과 다양한 세포벽 파괴 어댑터가 함께 제공됩니다.

[자세히 알아보기](#)

권장 최대 주입 크기

< 8 mm

시료 입자 크기 범위

~5 um

분쇄 방법

건식 분쇄 | 습식 분쇄 | 저온 분쇄

분쇄 플랫폼 (병 수)

2

[illegible]