

실험실용 가열 플레이트가 포함된 24T 30T 60T 가열 유압 프레스 머신

품목 번호: PCH



소개

신뢰할 수 있는 실험실용 유압 가열 프레스를 찾고 계십니까? 당사의 24T / 40T 모델은 재료 연구 실험실, 제약, 세라믹 등에 적합합니다. 작은 설치 면적과 진공 글로브 박스 내부 작업 능력을 갖춘 이 제품은 시료 준비 요구 사항을 위한 효율적이고 다재다능한 솔루션입니다.

자세히 알아보기

장비 모델	PCH-24T1010	PCH-30T2020	PCH-30T1818
압력 범위	0-24.0 톤	0-30.0 톤	0-30.0 톤
피스톤 직경	95mm (d) 크롬 도금 오일 실린더	110mm (d) 크롬 도금 오일 실린더	150mm (d) 크롬 도금 오일 실린더
주요 전체 구조	오일 누출 지점을 줄이기 위해 씰 연결부가 없는 장비	오일 누출 지점을 줄이기 위해 씰 연결부가 없는 장비	오일 누출 지점을 줄이기 위해 씰 연결부가 없는 장비
금형 가열 온도	상온-300.0C/500.0C	상온-300.0C/500.0C	상온-300.0C/500.0C
단열 방법	수입 단열 보드	수입 단열 보드	수입 단열 보드
냉각 방법	수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉기]	수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉기]	수냉식 급속 냉각 [옵션 수냉기]
열판 크기	100×100mm (M×N) 면취 포함	200×200mm (M×N)	180×180mm (M×N)
호스트 크기	245×175×500mm (K×P×H)	405×260×525mm (K×P×H)	405×260×525mm (K×P×H)
외형 치수	500×175×500mm (L×W×H)	950×260×525mm (L×W×H)	950×260×525mm (L×W×H)
전원 공급	600 W (220V/110V 맞춤 가능)	1200 W (220V/110V 맞춤 가능)	1000 W (220V/110V 맞춤 가능)
무게	60 Kg	180 Kg	180 Kg