

과산화수소 공간 살균기

품목 번호: KT-C02



소개

과산화수소 공간 살균기는 기화된 과산화수소를 사용하여 밀폐된 공간의 오염을 제거하는 장치입니다. 세포 구성 요소와 유전 물질을 손상시켜 미생물을 죽입니다.

[자세히 알아보기](#)

전압	AC 220V50HZ
힘	600W
살포의 양	750ml/60분
시끄러운	≤ 45db(A)
살균제	8%H2O2 용액
차원 (mm)(L* W * H)	500X500X1130
복서	55KG