

실험실용 수동 가열 플레이트 일체형 가열 유압 프레스기

품목 번호: PCY



소개

일체형 수동 가열 실험실용 프레스로 열압착 샘플을 효율적으로 처리하세요. 최대 500°C의 가열 범위를 갖추어 다양한 산업 분야에 적합합니다.

자세히 알아보기

장비 모델	PCY-5T1212	PCY-10T1818	PCY-10T2020	PCY-15T3030
압력 범위	0-5.0 톤	0-10.0 톤	0-10.0 톤	0-15.0 톤
피스톤 직경	50mm (d) 크롬 도금 오일 실린더	65mm (d) 크롬 도금 오일 실린더	65mm (d) 크롬 도금 오일 실린더	95mm (d) 크롬 도금 오일 실린더
주요 전체 구조	오일 누유 지점을 줄이기 위한 씰 연결부 없는 장비	오일 누유 지점을 줄이기 위한 씰 연결부 없는 장비	오일 누유 지점을 줄이기 위한 씰 연결부 없는 장비	오일 누유 지점을 줄이기 위한 씰 연결부 없는 장비
몰드 가열 온도	상온 -300.0C/500.0C	상온 -300.0C/500.0C	상온 -300.0C/500.0C	상온 -300.0C/500.0C
단열 방식	수입 단열 보드	수입 단열 보드	수입 단열 보드	수입 단열 보드
냉각 방식	수냉식 급속 냉각 [수냉기 옵션]	수냉식 급속 냉각 [수냉기 옵션]	수냉식 급속 냉각 [수냉기 옵션]	수냉식 급속 냉각 [수냉기 옵션]
가열판 크기	양면 플레이트 가열 120×120mm(M×N)	양면 플레이트 가열 180×180mm(M×N)	양면 플레이트 가열 200×200mm(M×N)	양면 플레이트 가열 300×300mm(M×N)
작업 공간	140×140×60mm	180×180×60mm	200×200×60 mm	300×300×65mm
치수	250×230×390mm(L×W×H)	290×290×420mm(L×W×H)	320×290×420mm(L×W×H)	450×420×450mm(L×W×H)
전원 공급	700W(220V/110V 맞춤 가능)	1000 W(220V/110V 맞춤 가능)	1200 W(220V/110V 맞춤 가능)	3000 W(220V/110V 맞춤 가능)
무게	55 Kg	90 Kg	95Kg	180Kg
분말 정제 프레스 치수 도면	아래 그림 참조	아래 그림 참조	아래 그림 참조	아래 그림 참조