

Kbr 펠릿 프레스 2T

품목 번호: PCKBR



소개

입문용 사용자를 위해 설계된 핸드헬드 실험실용 유압 프레스인 KINTEK KBR 프레스를 소개합니다.

자세히 알아보기

모델	PCKBR-2T
작동 압력(T)	0-2(20Mpa)
피스톤 직경	35mm
최대 피스톤 스트로크	1.7 mm
압력 안정성	<1 MPa/10분
작업대 직경	Φ45mm(D)
컬럼 수	2개
작업 공간	54×55 (M×N)
치수	100×220×220(W×L×H)
무게(kg)	4.8kg