

랩 적외선 프레스 몰드

품목 번호: PMID



소개

정확한 테스트를 위해 랩 적외선 프레스 몰드에서 샘플을 쉽게 분리하세요. 배터리, 시멘트, 세라믹 및 기타 샘플 준비 연구에 이상적입니다. 맞춤형 크기 사용 가능.

자세히 알아보기

기기 모델	PMID	
샘플 모양		
다이 재질		텅스텐 카바이드
인덴터 경도		HRC68-HRC85
샘플 크기		Φ13 mm(M)
캐비티 깊이		20mm(N)
치수		Φ43*78mm(L*H)
무게		0.76Kg
유압 분말 프레스 크기 다이어그램		