

## 실험실 적외선 프레스 금형

품목 번호: PMID



### 소개

정확한 테스트를 위해 실험실 적외선 프레스 몰드에서 시료를 쉽게 방출할 수 있습니다. 배터리, 시멘트, 세라믹 및 기타 시료 전처리 연구에 이상적입니다. 사용자 정의 가능한 크기 제공.

### 자세히 알아보기

기기 모델	PMID
샘플 모양	
다이 재료	텅스텐 카바이드
압자 경도	HRC68-HRC85
샘플 크기	Φ13 mm(M)
캐비티 깊이	20mm(N)
치수	Φ43*78mm(L*H)
무게	0.76Kg
유압식 파우더 프레스 크기 다이어그램	