

진공 박스 실험실용 가열 플레이트 포함 가열 유압 프레스기

품목 번호: PCV



소개

진공 박스용 실험실 프레스로 실험실의 정밀도를 높이십시오. 진공 환경에서 알약과 분말을 쉽고 정밀하게 압착하여 산화를 줄이고 일관성을 향상시킵니다. 디지털 압력계를 갖추어 컴팩트하고 사용이 간편합니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PCV-10T1818	PCV-10T2020
압력 범위	0-10.0 톤	0-10.0 톤
가압 공정	수동 가압	수동 가압
가열 온도	최대 500°C	최대 500°C
가열 플레이트	180×180mm	200×200mm
진공 박스 재질	SUS 304 (스테인리스 스틸)	SUS 304 (스테인리스 스틸)
작업 공간 크기	400×400×400mm	400×100×400mm
도어 크기	300×350mm	300×350mm
진공도	-0.1MPa	-0.1MPa
치수	450×550×850(L×W×H)	450×550×850(L×W×H)
전원 공급	220V 50Hz (110V 지원 가능)	220V 50Hz (110V 지원 가능)