

글러브 박스용 실험실 유압 프레스 랩 펠렛 프레스 머신

품목 번호: PCG



소개

글러브 박스용 제어 환경 랩 프레스 머신. 고정밀 디지털 압력 게이지를 갖춘 재료 압착 및 성형용 특수 장비.

자세히 알아보기

기기 모델	PCG-25T1818	PCG-25T2020
압력 범위	0-25T	0-25T
가압 공정	프로그램 가압 - 프로그램 압력 - 타이밍 압력 해제	프로그램 가압 - 프로그램 압력 - 타이밍 압력 해제
압력 유지 시간	0-999.59(점.초)	0-999.59(점.초)
가열 온도	최대 500°C	최대 500°C
가열판	180×180mm	200×200mm
글러브 박스 핸들	St's 304	St's 304
작업실 크기	780×650×700	780×650×700
전이 챔버 크기	Φ240×260mm	Φ240×260mm
진공도	-0.1MPa	-0.1MPa
전체 기계 크기	1200×950×1800(L×W×H)	1200×950×1800(L×W×H)
전원 공급 장치	220V 50Hz	220V 50Hz