

## 저온 혈청 분리 탈수 연구용 실험실용 탁상용 고속 소형 원심분리기

품목 번호: KT-HSS



### 소개

Kintek 탁상용 고속 원심분리기: 강력한 21,000rpm, 정밀한 온도 제어. 임상, 연구실에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
디스플레이 모드	LCD 디스플레이
최대 속도	21000rpm
속도 제어 정확도	±20rpm
최대 RCF	30642xg
최대 용량	4 x 750ml
원심 분리기 챔버 사양	Φ420mm
타이머 범위	1-99분
작업 소음	≤65dB
전원 공급 장치	AC 220±22V 50Hz
전력	750W
순중량	62kg
제품 크기 (L×W×H)	565×465×395mm