

효율적인 시료 준비를 위한 실험실 밀폐형 해머 분쇄기

품목 번호: KT-PCZ



소개

효율적인 시료 준비를 위한 실험실 밀폐형 해머 분쇄기를 만나보세요. 석탄, 야금, 연구에 이상적인 이 분쇄기는 높은 생산 효율성과 환경 친화성을 보장합니다.

자세히 알아보기

모델	투입 크기 (mm)	배출 크기 (mm)	생산성 (kg/h)	모터 출력 (kw)
PCZ-180x150	≤50	<6, <3, <1 (조절 가능)	<600	1.5
PCZ-250x360	≤150	<13, <6, <3 (조절 가능)	<1200	3
PCX-180x150	≤50	<3 (조절 가능)	<120	1.5