

## 효율적인 시료 준비를 위한 실험실 밀폐형 해머 크러셔

품목 번호: KT-PCZ



### 소개

효율적인 시료 준비를 위한 실험실 밀폐형 해머 크러셔에 대해 알아보세요. 석탄, 야금 및 연구에 이상적인 이 분쇄기는 높은 생산 효율과 환경 친화성을 보장합니다.

### 자세히 알아보기

모델	공급 크기(mm)	배출 크기(mm)	생산성(kg/h)	모터 출력(kw)
PCZ-180x150	≤50	<6, <3, <1(조정 가능)	<600	1.5
PCZ-250x360	≤150	<13, <6, <3(조정 가능)	<1200	3
PCX-180x150	≤50	<3 (조정 가능)	<120	1.5